

FlexiBite

Biopsiezangen – Einmalgebrauch

FlexiBite

- Standard & gezahnte Löffel mit Fenster
Präzise und kontrollierte Biopsienahme
- Version mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen
Reibungsfreie Passage im Arbeitskanal
Einfache Beurteilung der Zangenposition für einen kontrollierten Vorschub und Rückzug der Biopsiezange
- Große Zangenöffnung
Erleichtert tangentielle Biopsien
- „Hot“-Biopsiezange
Sichere Elektrokoagulation und Resektion kleiner Polypen



Löffelformen



Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn



Gezahnnte ovale Löffel



Gezahnnte ovale Löffel mit Dorn

Biopsiezangen Standard



FlexiBite – Biopsiezange mit Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-01-18-120	Ovale Löffel	1,8 mm	120 cm	2,0 mm
GBF-01-23-180	Ovale Löffel	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GBF-01-23-230	Ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,5 mm
GBF-02-23-180	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GBF-02-23-230	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm



FlexiBite – Biopsiezange mit Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-03-23-230	Gezahnnte ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,5 mm
GBF-04-23-230	Gezahnnte ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm

Biopsiezangen mit beschichteter Metallspirale

Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn



FlexiBite – Biopsiezange mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-21-23-180	Ovale Löffel	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GBF-21-23-230	Ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,5 mm
GBF-22-23-180	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GBF-22-23-230	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm

Gezahnte ovale Löffel



Gezahnte ovale Löffel mit Dorn



FlexiBite – Biopsiezange mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-23-23-230	Gezahnte ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,5 mm
GBF-24-23-230	Gezahnte ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm



Positionsmarkierungen

„Hot“-Biopsiezange

Ovale Löffel




Monopolar „Hot“-Biopsiezange mit beschichteter Metallspirale

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-11-24-180	Ovale Löffel	2,4 mm	180 cm	2,8 mm
GBF-11-24-230	Ovale Löffel	2,4 mm	230 cm	2,8 mm


Die HF-Anschlüsse der „Hot“-Biopsiezange sind direkt kompatibel mit den HF-Chirurgiegeräten von Olympus. Bei Fragen zur Kompatibilität mit anderen HF-Chirurgiegeräten kontaktieren Sie bitte die Medi-Globe GmbH oder ihren zuständigen Medizinprodukteberater. HF-Kabel für Hersteller anderer HF-Chirurgiegeräten finden Sie im Prospekt „Sonstiges“.

FlexiBite

Biopsiezangen – Einmalgebrauch



Vertrieb:



Ver. 5.0 (2010-06)

Hersteller: