

Sonstiges

Sprühkatheter & Hochfrequenzkabel

Sprühkatheter

Zur Applikation von Farblösungen für die Chromoendoskopie & Narkotika.

Hochfrequenzkabel

Zum Anschluss von „Hot“-Biopsiezangen, Polypektomieschlingen und Papillotomen an Hochfrequenzgeneratoren verschiedener Hersteller.



Sprühkatheter

Koaxialer Sprühkatheter für die Chromoendoskopie und die Applikation von Narkotika.

Sprühkatheter – Einmalgebrauch

Bestell-Nr.	Sprühkopfdurchmesser	Katheterdurchmesser	Arbeitslänge
GSC-01-25-180	2,5 mm	1,8 mm	180 cm
GSC-01-25-230	2,5 mm	1,8 mm	230 cm

Sprühkatheter – wiederverwendbar

Bestell-Nr.	Sprühkopfdurchmesser	Katheterdurchmesser	Arbeitslänge
540360	2,3 mm	1,8 mm	180 cm
540460	2,3 mm	1,8 mm	230 cm

Hochfrequenzkabel

Hochfrequenzkabel zum Anschluss von aktiven Medi-Globe Instrumenten an Hochfrequenzgeneratoren verschiedener Hersteller.

Hochfrequenzkabel

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge
GAC-51-04-300	HF – Kabel für Erbe 4 mm	300 cm
GAC-51-05-300	HF – Kabel für Erbe 5 mm	300 cm
GAC-52-04-300	HF – Kabel für Martin / Berchthold 4 mm	300 cm
GAC-53-08-300	HF – Kabel für Valleylab 8 mm	300 cm
GAC-54-06-300	HF – Kabel für Olympus 6 mm	300 cm

Vertrieb:

Vertrieb: