

Aspirationsnadeln

Einmalgebrauch



Sicherheitsclip und Luer-Lock Anschluss

Kontrollierte Punktion und einfache Aspiration

15° Nadelschliff und Nadel mit großer Seitenöffnung

Atraumatischer Nadeleinstich für die
zytologische Probengewinnung

Aspirationsnadeln – Einmalgebrauch



Aspirationsnadel – Bronchoskopie

Mit Metallspirale; inklusive 10 ml Vakuum-Aspirationsspritze mit 2-Wege Hahn

Katalog-Nr.	Nadel- durchmesser (mm/Gauge)	Nadellänge (mm)	Außendurchmesser Metallspirale (mm)	Arbeits- länge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GAN-01-19-100	0,8/21	12	1,9	100	2,1



L-GAN-SU-00-DE / LL-0035 Vers. 5.0 (12/2020)



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392
E-Mail: sales@medi-globe.de • www.medi-globe.de