

# „Hot“ Biopsiezangen – Einmalgebrauch



Ovale Löffel  
mit Fenster

## Hot Biopsiezange

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-11-24-180	Oval mit Fenster	2,4	180	2,8
GBF-11-24-230	Oval mit Fenster	2,4	230	2,8



L-GBF-SU-00-DE / LL-0038 Vers. 9.0 (01/2021)



## Biopsiezangen

Einmalgebrauch

**Standard (ovale) und gezahnte (Alligator) Löffel**  
Gezielte und präzise Gewebeentnahme

**Versionen mit Teflon-ummantelter Edelstahlspirale**  
Reduzierte Reibung durch bessere Gleiteigenschaften im Arbeitskanal



### Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@medi-globe.de](mailto:vertrieb@medi-globe.de) • [www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)


## Löffelformen



## Bronchoskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-01-18-120	Oval mit Fenster	1,8	120	2,0
GBF-02-18-120	Oval mit Fenster und Dorn	1,8	120	2,0



## Gastroskopie & Koloskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-01-23-180	Oval mit Fenster	2,3	180	2,8
GBF-01-23-230	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8
GBF-02-23-180	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	180	2,8
GBF-02-23-230	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	230	2,8



## Gastroskopie & Koloskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-03-23-230	Alligator mit Dorn	2,3	230	2,8
GBF-04-23-230	Alligator	2,3	230	2,8



# FlexiBite Biopsiezangen – Einmalgebrauch

# FlexiBite Biopsiezangen – Einmalgebrauch



## Bronchoskopie

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-21-18-120	Oval mit Fenster	1,8	120	2,0
GBF-22-18-120	Oval mit Fenster und Dorn	1,8	120	2,0



## Gastroskopie & Koloskopie

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-21-18-160	Oval mit Fenster	1,8	160	2,0
GBF-21-23-180	Oval mit Fenster	2,3	180	2,8
GBF-21-23-230	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8
GBF-21-30-230	Oval mit Fenster	3,0	230	3,2
GBF-22-18-160	Oval mit Fenster und Dorn	1,8	160	2,0
GBF-22-23-180	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	180	2,8
GBF-22-23-230	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	230	2,8
GBF-22-30-230	Oval mit Fenster und Dorn	3,0	230	3,2



## Gastroskopie & Koloskopie


Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-23-23-230	Alligator	2,3	230	2,8
GBF-23-30-230	Alligator	3,0	230	3,2
GBF-24-23-230	Alligator mit Dorn	2,3	230	2,8
GBF-24-30-230	Alligator mit Dorn	3,0	230	3,2



# EcoBite Biopsiezangen – Einmalgebrauch

# EcoBite Biopsiezangen – Einmalgebrauch




Ovale Löffel mit Fenster      Ovale Löffel mit Fenster und Dorn

## Bronchoskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-31-18-120	Oval mit Fenster	1,8	120	2,0
GBF-32-18-120	Oval mit Fenster und Dorn	1,8	120	2,0



Ovale Löffel mit Fenster      Ovale Löffel mit Fenster und Dorn

## Gastroskopie & Koloskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-31-23-180	Oval mit Fenster	2,3	180	2,8
GBF-31-23-230	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8
GBF-32-23-180	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	180	2,8
GBF-32-23-230	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	230	2,8



Ovale Löffel mit Fenster      Ovale Löffel mit Fenster und Dorn

## Bronchoskopie

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-41-18-120	Oval mit Fenster	1,8	120	2,0
GBF-42-18-120	Oval mit Fenster und Dorn	1,8	120	2,0



Ovale Löffel mit Fenster      Ovale Löffel mit Fenster und Dorn

## Gastroskopie & Koloskopie

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Katalog-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBF-41-23-180	Oval mit Fenster	2,3	180	2,8
GBF-41-23-230	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8
GBF-42-23-180	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	180	2,8
GBF-42-23-230	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	230	2,8

