

# Steinextraktions- Ballons

Einmalgebrauch



L-GEB-SU-01-DE / LL-0060 Vers. 6.0 (12/2020)

## Multi-Stage Ballons

Flexible Durchmesser von 9–16 mm  
in einem Ballon

## Latex-freie Ballonqualität

Vermindert das Risiko allergischer Reaktionen

**Versionen mit Kontrastmittelapplikation  
oberhalb oder unterhalb des Ballons**



### Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392  
E-Mail: [sales@medi-globe.de](mailto:sales@medi-globe.de) • [www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)

# Steinextraktionsballons – Einmalgebrauch




## Single-Stage Steinextraktionsballon – 2-lumig

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen; Latex-frei

Katalog-Nr.	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)	Katheter Außendurchmesser (French)	Kontrastmittel-Applikation	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-05-17-025	.025"	5	Oberhalb	12	1,5	200	2,8
GEB-05-23-035	.035"	7	Oberhalb	16	2,5	200	2,8


# Steinextraktionsballons – Einmalgebrauch



## Multi-Stage Steinextraktionsballon - 3-lumig

Inklusive 3 Spritzen für maximales Füllvolumen; Latex-frei

Katalog-Nr.	Kompatible mit Führungsdraht (inch)	Katheter Außendurchmesser (French)	Kontrastmittel-applikation	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-07-25-035	.035"	7,5	Oberhalb	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8
GEB-07-25-035P	.035"	7,5	Unterhalb	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8



## Single-Stage Steinextraktionsballon – 3-lumig

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen; Latex-frei

Katalog-Nr.	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)	Katheter Außendurchmesser (French)	Kontrastmittel-Applikation	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-06-25-035	.035"	7,5	Oberhalb	16	5,0	200	2,8
GEB-06-25-035P	.035"	7,5	Unterhalb	16	5,0	200	2,8