

# ERCP-Katheter

Einmalgebrauch



## **Führungsdrahtkompatibel**

Kontrastmittel-Einspritzung bei liegendem  
Führungsdraht

## **Farbmarkierung**

Zur makroskopischen Kontrolle der Eindringtiefe

# ERCP-Katheter – Einmalgebrauch



Standard Spitze



Verjüngte Spitze



Konische Metallspitze



Runde Metallspitze



Kugelförmige Metallspitze

## ERCP-Katheter – mit Luer-Lock Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035"

Katalog-Nr.	Spitzenform	Außendurchmesser Katheter (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GER-01-18-035	Standard	1,8	200	2,0
GER-02-18-035	Verjüngt 5 mm	1,8	200	2,0
GER-04-18-035	Konische Metallspitze	1,8	200	2,0
GER-05-18-035	Runde Metallspitze	1,8	200	2,0
GER-07-18-035	Kugelförmige Metallspitze	1,8	200	2,0



## ERCP-Katheter – mit Luer-Lock Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .021"

Katalog-Nr.	Spitzenform	Außendurchmesser Katheter (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GER-03-18-021	Verjüngt 10 mm	1,8	200	2,0



### Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
 Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392  
 Email: sales@medi-globe.de • www.medi-globe.de