



## Fremdkörperzange

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale



Alligator

Rattenzahn

Katalog-Nr.	Zangenform	Tubus-Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFB-09-23-120	Rattenzahn	2,3	120	2,5
GFB-09-23-180	Rattenzahn	2,3	180	2,5
GFB-09-23-230	Rattenzahn	2,3	230	2,5
GFB-10-23-180	Alligator	2,3	180	2,5
GFB-10-23-230	Alligator	2,3	230	2,5



L-GFB-SU-00-DE / LL-0048 Vers. 7.0 (01/2021)

## Fremdkörper- und Polypenbergung

Instrumente zum Einmalgebrauch



### Polypen- und Fremdkörpergreifer

Stabile Greifer mit weiter Öffnung  
Für eine Vielzahl von Anwendungen

### Fremdkörperzangen

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale  
Für reibungsarmen Durchgang  
durch den Arbeitskanal



### Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@medi-globe.de](mailto:vertrieb@medi-globe.de) • [www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)

# Polypen- und Fremdkörpergreifer – Einmalgebrauch



## Fremdkörpergreifer

Im Teflontubus



4-armig

Katalog-Nr.	Greiferform	Tubus-Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFB-01-25-180	4-armig mit Haken	2,5	180	2,8
GFB-01-25-230	4-armig mit Haken	2,5	230	2,8



## Polypengreifer

Im Teflontubus



3-armig



4-armig

Katalog-Nr.	Greiferform	Tubus-Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFB-06-25-180	3-armig mit Ösen	2,5	180	2,8
GFB-06-25-230	3-armig mit Ösen	2,5	230	2,8
GFB-02-25-180	4-armig mit Ösen	2,5	180	2,8
GFB-02-25-230	4-armig mit Ösen	2,5	230	2,8



# Fremdkörperentnahme – Einmalgebrauch



## Fremdkörpergreifer

Im Teflontubus



2 zu 2 Zähne

Katalog-Nr.	Greiferform	Tubus-Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFB-03-25-180	2 zu 2 Zähne	2,5	180	2,8
GFB-03-25-230	2 zu 2 Zähne	2,5	230	2,8



## Fremdkörperkorbchen

Im Teflontubus



6-Draht



4-Draht

Katalog-Nr.	Korbform	Korb-Durchmesser (mm)	Tubus-Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFB-07-25-425	4-Draht	25	2,5	230	2,8
GFB-07-25-625	6-Draht	25	2,5	230	2,8