



Medi-Globe®
A MEDI-GLOBE COMPANY

ESD/EMR Messer

Effizient. Wirtschaftlich.



Für das elektrochirurgische Kauterisieren von Schleimhäuten und Inzidieren im Gastrointestinaltrakt bei endoskopischen Untersuchungen.

ESD/EMR Messer

Effizient. Wirtschaftlich.

Bestell-Nr.	Verkaufseinheit	Außen Ø	Arbeitslänge	Mindest Ø Arbeitskanal	Länge I-Messer	Länge O-Messer
MEK-401D-180	10 Stück	2,4 mm	180cm	2,8mm	2,0mm	4,0mm
MEK-402D-230	10 Stück	2,4 mm	230cm	2,8mm	2,0mm	4,0mm
MEK-403D-180	10 Stück	2,4 mm	180cm	2,8mm	3,0mm	4,0mm
MEK-404D-230	10 Stück	2,4 mm	230cm	2,8mm	3,0mm	4,0mm
MEK-405D-180	10 Stück	2,4 mm	180cm	2,8mm	4,0mm	4,0mm
MEK-406D-230	10 Stück	2,4 mm	230cm	2,8mm	4,0mm	4,0mm
MEK-407D-180	10 Stück	2,4 mm	180cm	2,8mm	1,0mm	4,0mm
MEK-408D-230	10 Stück	2,4 mm	230cm	2,8mm	1,0mm	4,0mm
MEK-409D-180	10 Stück	2,4 mm	180cm	2,8mm	1,5mm	4,0mm
MEK-410D-230	10 Stück	2,4 mm	230cm	2,8mm	1,5mm	4,0mm
MEK-411D-160	10 Stück	2,4 mm	160cm	2,8mm	2,0mm	4,0mm
MEK-412D-160	10 Stück	2,4 mm	160cm	2,8mm	3,0mm	4,0mm
MEK-413D-160	10 Stück	2,4 mm	160cm	2,8mm	4,0mm	4,0mm
MEK-414D-160	10 Stück	2,4 mm	160cm	2,8mm	1,0mm	4,0mm
MEK-415D-160	10 Stück	2,4 mm	160cm	2,8mm	1,5mm	4,0mm



- I-Messer – Für das Kauterisieren, Inzidieren, Abschaben und die Blutungsstillung bei mukösen/submukösen Verletzungen.
- O-Messer – Die isolierende Keramikspitze sorgt für mehr Effizienz beim Schneiden und Dissezieren.
- 2-in-1-Design ermöglicht dem Anwender den effizienten und kostengünstigen Einsatz seiner bevorzugten Technik.

Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5
D-83101 Rohrdorf
OT Achenmühle

Tel: +49 (0) 8032 - 973-379
Fax: +49 (0) 8032 - 973-392
E-Mail: sales@medi-globe.de
www.medi-globe.de