



**Medi-Globe®**  
A MEDI-GLOBE COMPANY

# Fremdkörper- Fangnetz

Standard & rotierbar



Für die endoskopische Entfernung von Steinen  
und Fremdkörpern im Gastrointestinaltrakt.

# Fremdkörper- Fangnetz

Standard

Bestell-Nr.	Verkaufseinheit	Außen Ø	Arbeitslänge	Mindest Ø Arbeitskanal	Öffnungsweite
MFB-11-25-240	10 Stück	2,6mm	240cm	2,8mm	25mm
MFB-11-32-240	10 Stück	2,6mm	240cm	2,8mm	32mm
MFB-11-25-180	10 Stück	2,6mm	180cm	2,8mm	25mm
MFB-11-32-180	10 Stück	2,6mm	180cm	2,8mm	32mm

Rotierbar

Bestell-Nr.	Verkaufseinheit	Außen Ø	Arbeitslänge	Mindest Ø Arbeitskanal	Öffnungsweite
MFB-12-25-240	10 Stück	2,6mm	240cm	2,8mm	25mm
MFB-12-32-240	10 Stück	2,6mm	240cm	2,8mm	32mm
MFB-12-25-180	10 Stück	2,6mm	180cm	2,8mm	25mm
MFB-12-32-180	10 Stück	2,6mm	180cm	2,8mm	32mm



- Rotationsfunktion ermöglicht den Einsatz der vom Anwender bevorzugten Technik.
- Nylonmaterial sorgt für erhöhte Stützkraft.
- Netz fasst eine große Gewebemenge.

## Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5  
D-83101 Rohrdorf  
OT Achenmühle

Tel: +49 (0) 8032 - 973-379  
Fax: +49 (0) 8032 - 973-392  
E-Mail: [sales@medi-globe.de](mailto:sales@medi-globe.de)  
[www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)