

# SonoTip® ProControl

## EUS Feinnadelaspiration (FNA) System – Einmalgebrauch



### **Twist-Lock-Technologie zur Einstellung von Tubuslänge & Punktionstiefe**

Für präzisen Tubusvorschub

Stufenlos einstellbare Punktionstiefe

### **Speziell behandelte Nadel**

Zur Unterstützung der Nadelsichtbarkeit

### **Distale Stabilisierungshilfe**

Präziser Tubusvorschub durch große Arbeitskanäle

Stabile Nadelposition auf das Zielgewebe

# SonoTip® ProControl EUS FNA – Einmalgebrauch



rundes Stylet

## SonoTip® ProControl

Mit atraumatischem (rundem) Nitinol-Stylet; Glasperlen-bestrahlte Oberfläche; inkl. VacLok™ Absaugspritze (5–20 ml)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadeldurchmesser (Gauge / mm)	Tube Durchmesser (mm)	Punktionstiefe Nadel (cm)
GUS-33-18-025	EUS-geführtes FNA System	25/0,5	1,8	0-8,5
GUS-33-27-025	EUS-geführtes FNA System mit distaler Stabilisierungshilfe zur Anwendung in großen Arbeitskanälen (3,2 – 3,8 mm)	25/0,5	2,7	0-8,5



rundes Stylet

## SonoTip® ProControl

Mit atraumatischem (rundem) Nitinol-Stylet; lasergravierte Oberfläche; inkl. VacLok™ Absaugspritze (5–20 ml)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadeldurchmesser (Gauge / mm)	Tube Durchmesser (mm)	Punktionstiefe Nadel (cm)
GUS-33-18-022	EUS-geführtes FNA System Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .018"	22/0,7	1,8	0-8,5
GUS-33-27-022	EUS-geführtes FNA System mit distaler Stabilisierungshilfe zur Anwendung in großen Arbeitskanälen (3,2 – 3,8 mm) Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .018"	22/0,7	2,7	0-8,5



# SonoTip® ProControl EUS FNA – Einmalgebrauch



## SonoTip® ProControl

Mit traumatischem (angeschliffenem) Nitinol-Stylet; lasergravierte Oberfläche; inkl. VacLok™ Absaugspritze (5–20ml)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadeldurchmesser (Gauge / mm)	Tube Durchmesser (mm)	Punktionstiefe Nadel (cm)
GUS-34-18-022	EUS-geführtes FNA System Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .018"	22 / 0,7	1,8	0-8,5
GUS-34-27-022	EUS-geführtes FNA System mit distaler Stabilisierungshilfe zur Anwendung in großen Arbeitskanälen (3,2 – 3,8 mm) Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .018"	22 / 0,7	2,7	0-8,5



## SonoTip® ProControl

Mit atraumatischem (rundem) Nitinol-Stylet; lasergravierte Oberfläche; inkl. VacLok™ Absaugspritze (5–20 ml)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadeldurchmesser (Gauge / mm)	Tube Durchmesser (mm)	Punktionstiefe Nadel (cm)
GUS-33-21-019	EUS-geführtes FNA System Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .030"	19 / 1,1	2,1	0-8,5





LL0109.DE.v8-0523



**Medi-Globe GmbH**

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@medi-globe.de](mailto:vertrieb@medi-globe.de) • [www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)