

SonoTip® ProFlex


EUS Feinnadelaspiration (FNA) System Nitinol – Einmalgebrauch



Weiterentwicklung der Feinnadelpunktion:

- Nadel aus 100 % Nitinol für hohe Flexibilität und Dimensionsstabilität
- Für harte Läsionen und für den Einsatz in extremen Positionswinkeln
- Nitinol-Formgedächtnis (Shape Memory Effect) zur Vermeidung von Nadelverformungen

SonoTip® ProFlex – Einmalgebrauch



SonoTip® ProFlex

Mit atraumatischem (rundem) Nitinol-Stylet; lasergravierte Oberfläche; inkl. VacLok™ Aspirationspritze (5 – 20 ml)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadeldurchmesser (Gauge/mm)	Tubusdurchmesser (mm)	Punktionstiefe Nadel (cm)
GUS-35-18-022	EUS-geführtes FNA System aus Nitinol Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .018"	22/0,7	1,8	0 - 8,5
GUS-35-27-022	EUS-geführtes FNA System aus Nitinol mit distaler Stabilisierungshilfe zur Anwendung in großen Arbeitskanälen (3,2 – 3,8 mm) Kompatibel mit Führungsdrähten von max. .018"	22/0,7	2,7	0 - 8,5



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
 Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392
 Email: sales@medi-globe.de • www.medi-globe.de